


Parafuso Masterteck

Registro ANVISA N° 80371250004

Parafuso não absorvível para ligamentoplastia




O **Parafuso Masterteck** é um parafuso de interferência em PEEK, canulado, de uso único, produzido em polímero termoplástico a base de Poli-Eter-Eter-Cetona, extremamente biocompatível, com adição de 6% de sulfato de Bário em sua composição.

Indicação de uso / Finalidade:


O **Parafuso Masterteck** é indicado para utilização em qualquer situação onde a fixação de ligamentos cruzados do joelho seja necessária para o tratamento de lesões destas estruturas.

A finalidade do **Parafuso Masterteck** é fixar mecanicamente ao osso, ligamentos rompidos ou com integridade comprometida, utilizando enxerto de tendão e retirando, no tempo necessário, os esforços mecânicos da parte do ligamento ou tendão afetados por algum tipo de patologia ou trauma, formando uma ponte por sobre a área traumatizada, permitindo assim a cicatrização e recuperação da lesão.

Forma de Apresentação:

Código (REF)	Modelo comercial	Imagem ilustrativa do produto
PMA SPK001	PARAFUSO MASTERTECK 7,0 x 24 mm	
PMA SPK002	PARAFUSO MASTERTECK 7,0 x 30 mm	
PMA SPK003	PARAFUSO MASTERTECK 8,0 x 24 mm	
PMA SPK004	PARAFUSO MASTERTECK 8,0 x 30 mm	
PMA SPK005	PARAFUSO MASTERTECK 9,0 x 24 mm	
PMA SPK006	PARAFUSO MASTERTECK 9,0 x 30 mm	
PMA SPK007	PARAFUSO MASTERTECK 10,0 x 24 mm	
PMA SPK008	PARAFUSO MASTERTECK 10,0 x 30 mm	
PMA SPK009	PARAFUSO MASTERTECK 11,0 x 24 mm	
PMA SPK010	PARAFUSO MASTERTECK 11,0 x 30 mm	

Chave de Colocação:



PMASIN001 - Registro ANVISA N° 80371250008

- ✓ Para a implantação do Parafuso Masterteck, é indicado o uso da chave de colocação específica. Código PMASIN001.
- ✓ A Chave de Colocação tem seu formato de acordo com a parte interna do parafuso, não sendo possível a utilização de outra chave.

Contatos

Bioteck
Orthopedic Implants

bioteckimplants.com

Distribuidor