


# BioBurn

Cânula Descartável BioBurn

Registro ANVISA Nº 80371259011



**A Cânula Descartável BioBurn foi projetada para ser utilizada como guia durante a passagem de ponteira descartável em procedimentos cirúrgicos de rizotomia.**

O uso desse produto é restrito a pessoal médico com treinamento e experiência apropriada, que esteja habituado com a técnica.

**Modelos:**

Formas de Apresentação			
Código (REF)	Modelo	Tamanho	Ponta
PCDBDE001	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 18GX100 - P5	18G x 100 mm	5 mm
PCDBDE002	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 18GX100 - P10	18G x 100 mm	10 mm
PCDBDE003	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 20GX100 - P5	20G x 100 mm	5 mm
PCDBDE004	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 20GX100 - P10	20G x 100 mm	10 mm
PCDBDE005	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 20GX150 - P15	20G x 150 mm	15 mm
PCDBDE006	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 22GX100 - P5	22G x 100 mm	5 mm
PCDBDE007	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 22GX100 - P10	22G x 100 mm	10 mm
PCDBDE008	CÂNULA DESCARTÁVEL BIOBURN 22GX150 - P15	22G x 150 mm	15 mm

Cada modelo contém 01 Cânula e 01 Obturador. Fornecida estéril por Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primária do tipo PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME POLIÉSTER E POLIPROPILENO; reembalada em embalagem secundária do tipo caixa cartonada.

**O produto é fornecido estéril.**

O produto é fornecido estéril. O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO). Conforme norma ABNT NBR 15245 - Produtos para Saúde - Validação e Controle de Rotina de Esterilização por Óxido de Etileno.

---

## Contatos

---



bioteckimplants.com

Distribuidor