

# Kit Discectomia Bloqueada

Discectomia Percutânea de disco + bloqueio

Registro ANVISA Nº 80371259023



O kit Discectomia Bloqueada Bioteck visa fornecer instrumentais para descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor, através de método minimamente invasivo. O produto foi concebido para o tratamento de dores irradiadas da coluna, causada por doenças degenerativas de disco ou hérnia de disco, por meio da técnica de discectomia percutânea, acrescida do bloqueio de nervos periféricos.

## Formas de Apresentação:

KDISBL001 - KIT DISCECTOMIA BLOQUEADA BIOTECK – LTK

KDISBL002 - KIT DISCECTOMIA BLOQUEADA BIOTECK – RZK

KDISBL003 - KIT DISCECTOMIA BLOQUEADA BIOTECK – STK

Formas de Apresentação			
Código KIT	Código Componente	Nome Componente	Quantidade
KDISBL001	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE006	Cânula de Corte LTK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01
	SEMI013	Cânula 21G x 90 mm	01
	SEMI014	Cânula 21G x 140 mm	02
KDISBL002	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE007	Cânula de Corte RZK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01
	SEMI013	Cânula 21G x 90 mm	01
	SEMI014	Cânula 21G x 140 mm	02
KDISBL003	PDISPE001	Fio Guia	01
	PDISPE002	Cânula	01
	PDISPE003	Dilatador	01
	PDISPE004	Trefina	01
	PDISPE005	Tubo	01
	PDISPE008	Cânula de Corte STK	01
	PDISPE009	Tubo Coletor	01
	SEMI013	Cânula 21G x 90 mm	01
	SEMI014	Cânula 21G x 140 mm	02

Cada Kit do produto contém 01 Fio guia, 01 Cânula, 01 Dilatador, 01 Trefina, 01 Tubo, 01 Cânula de Corte, 01 Tubo Coletor, 01 Cânula de Bloqueio 21G x 90 mm e 02 Cânulas de Bloqueio 21G x 140 mm; acondicionados em embalagem primária do tipo Blister, selado com papel Tyvek® e rotulada. Posteriormente acondicionado em embalagem do tipo caixa cartonada. Dentro da caixa cartonada acompanha 01 instrução de uso e 03 etiquetas de rastreabilidade.

**O Kit é fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno (ETO);**

## Contatos



[www.bioteckimplants.com](http://www.bioteckimplants.com)

Distribuidor