

Kit para tratamento de Dor Crônica Plus

Registro ANVISA N° 80371259032



O produto é indicado para tratamento de dor crônica, possibilitando ao cirurgião optar pela técnica que ele considerar a melhor para o paciente, bloqueio de nervos por fármaco, ou viscosuplementação.

O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica cirúrgica. São instrumentos de uso único e concepção descartável, invasivos cirurgicamente por período transitório.

KIT PARA TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA PLUS

Forma de Apresentação		
Código (REF)	Componentes	Quantidade
KTDCRP001	CÂNULA 11G X 150 mm	01
	MANIFOLD 3 VIAS	01
	SERINGA 20ml	02
	TUBO SEPARADOR PRP 10ml	02
	CÂNULA 20G X 100mm	02
	CÂNULA 20G X 150mm	01

Na embalagem do produto consta código do modelo e lote de produção. Junto com o produto, no interior da embalagem terciária seguem 3 etiquetas autoadesivas de rastreabilidade.

O produto é fornecido estéril.

O Kit é fornecido estéril. O método de esterilização adotado é a esterilização a gás por Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135 - Esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno - Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.

Contatos



bioteckimplants.com

Distribuidor